



INSTRUCCIONS MANTENIMIENTO PRÒTESI AMOVIBLE

Ara que ja disposa de la pròtesi amovible, no ha d'oblidar la seva higiene oral:

1. És possible que apareguin nafres a la boca els primers dies (fins i tot setmanes) a les zones on pressiona la pròtesi. En aquest cas, és millor que acudeixi com més aviat millor a la clínica per alleujar les molèsties en comptes de deixar de posar-se la pròtesi; d'aquesta manera s'adaptarà abans a ella.
2. S'ha de treure l'aparell un mínim de 4-6 hores al dia perquè descansi la geniva.
3. Utilitzeu aigua i sabó neutre per fregar la pròtesi amb un raspall d'ungles. No n'hi ha prou amb esbandir-la!!
4. Si la seva pròtesi és metàl·lica, no la deixi submergida en aigua ja que el metall podria oxidar-se.
5. Pot fer servir les pastilles desinfectants que venen a farmàcia, sempre que respecti les instruccions del fabricant.
6. No oblidí acudir a les revisions periòdiques.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:

93 731 78 20